

抗Dhx58ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q96C10

商品番号: CM0028282



前書き

DHX58（LGP2）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。自然免疫および抗ウイルスシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DHX58 ウサギpAb
備考・別名	LGP2, RLR-3, D11LGP2, D11lgp2e, DHX58
種	ヒト
GeneID（ヒト）	79132
免疫原	ヒトDHX58（NP_077024.2）のアミノ酸389-678に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96C10
タンパク質分子量	77kDa
輸送方法	保冷剤