


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Dhx9/RnaヘリカーゼAポリクローナル抗体 - Q08211

商品番号: CM0020636



前書き

DHX9/RNAヘリカーゼAを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。転写制御、mRNAプロセッシング、ウイルス感染の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	DHX9/RNAヘリカーゼA ウサギpAb
備考/別名	LKP; RHA; DDX9; NDH2; NDHII; DHX9/RNAヘリカーゼA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1660
GeneID	1660
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08211
タンパク質分子量	141 kDa
配送	保冷バッグ