


抗Diaph1ポリクローナル抗体（ウサギ）、Wb・Elisa用 - O60610

商品番号: CM0022693



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みのウサギ抗DIAPH1ポリクローナル抗体です。細胞骨格組織化に参与するアクチン核形成因子であるヒトDIAPH1（141 kDa）を標的としており、細胞生物学や聴覚研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] DIAPH1 ウサギ pAb
別名	DIA1; DRF1; DFNA1; LFHL1; SCBMS; hDIA1; mDial; [KD検証済み] DIAPH1
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	1729
GeneID	1729
免疫原	ヒトDIAPH1（NP_005210.3）のアミノ酸1158～1272番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60610
タンパク質分子量	141kDa
輸送方法	保冷剤