

Anti-Diaph2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O60879

商品番号: CM0017361

前書き

WBおよびELISAで検証済みのDIAPH2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のDIAPH2を検出します。卵子形成、エンドソーム輸送、アクチン細胞骨格制御の研究に関連しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	DIAPH2 Rabbit pAb
略号/別名	DIA; POF; DIA2; DRF2; POF2; POF2A; DIAPH2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1730
遺伝子ID	1730
免疫原	ヒトDIAPH2（NP_009293.1）のアミノ酸1〜120番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60879
タンパク質分子量	126kDa
輸送方法	氷袋