


Wb、Elisa用 Anti-Diaph3 ポリクローナル抗体 - Q9Nsv4

商品番号: CM0016574



前書き

WBおよびELISAで検証済みのヒトDIAPH3ウサギポリクローナル抗体。アクチン細胞骨格ダイナミクス、細胞質分裂、SRF活性化に関与するダイアファナス関連フォルミン-

3 (mDia2) を標的とします。難聴に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DIAPH3 ウサギ pAb
備考/別名	AN; DIA2; DRF3; AUNA1; NSDAN; diap3; mDia2; DIAPH3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	81624
GeneID	81624
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NSV4
タンパク質分子量	137kDa
発送	保冷バッグ