

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Dicer1 モノクローナル抗体 - Q9Upy3

商品番号: CM0006097



前書き

Western blot、IHC-

P、ELISA用に検証された高品質ウサギモノクローナル anti-DICER1

抗体。ヒト、マウス、ラットのDICER1を検出します。RNAサイレンシングおよびDicer研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DICER1 Rabbit mAb
備考/別名	DCR1; GLOW; MNG1; aviD; Dicer; HERNA; RMSE2; Dicer1e; K12H4.8-LIKE; DICER1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23405
遺伝子ID	23405
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UPY3
タンパク質分子量	219 kDa
出荷	アイスバッグ