

If/Icc、Elisa用Anti-Dicer1ポリクローナル抗体 - Q9Upy3

商品番号: CM0020129



前書き

ヒトサンプル用DICER1ウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済み。エンドリボヌクレアーゼDicerを標的とし、miRNAおよびsiRNAプロセッシングにおいて重要な役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	DICER1 Rabbit pAb
備考/別名	DCR1; GLOW; MNG1; aviD; Dicer; HERNA; RMSE2; Dicer1e; K12H4.8-LIKE; DICER1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23405
遺伝子ID	23405
免疫原	合成ペプチド ヒトDICER1 (NP_001258211.1) のアミノ酸1100-1200領域内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UPY3
タンパク質分子量	219kDa
配送	氷袋