

DbおよびElisaアプリケーション向け抗ジゴキシゲニン/ジゴキシンウサギモノクローナル抗体

商品番号: CM0000004

前書き

ジゴキシゲニン/ジゴキシンを標的とするウサギモノクローナル抗体。種非依存性の反応性を持ち、DBおよびELISAに適しています。体外診断薬（IVD）アッセイ開発およびジゴキシン濃度モニタリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗ジゴキシゲニン/ジゴキシンウサギmAb
免疫原	化学化合物 ジゴキシン
由来	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
アプリケーション	DB, ELISA
交差反応性	種非依存
配送方法	保冷バッグ