


抗ジメチル化Dnmt3A-K44 (O88508) ウサギポリクローナル抗体

If/Icc・Elisa用途

商品番号: CM0000230



前書き

マウスDNMT3A (O88508)
のジメチル化リジン44を標的とするウサギポリクローナル抗体です。IF/ICCおよびELISAに適しており、ヒトとラットに交差反応性を示します。エピゲノム研究やDNAメチル化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DiMethyl-DNMT3A-K44 Rabbit pAb
備考・別名	MmuIIIa; DiMethyl-DNMT3A-K44
種	マウス
GeneID (ヒト)	13435
GeneID	13435
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O88508
タンパク質分子量	102kDa
輸送方法	保冷剤