


クロマチン・エピジェネティクス研究用 Anti-Dimethyl-Histone H3 (Lys79) ウサギモノクローナル抗体 (Q16695/P68431)

商品番号: CM0000354



前書き

リジン79でジメチル化されたヒストンH3

(H3K79me2)

特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのウエスタンブロット、ChIP-seq、免疫蛍光、ELISAで検証済み。エピジェネティクスおよびクロマチン解析に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DiMethyl-Histone H3-K79 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K79
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	メチル化抗体
適用可能なアプリケーション	ウエスタンブロット、免疫沈降、免疫蛍光/免疫細胞化学、パラフィン切片免疫蛍光、パラフィン切片免疫組織化学、ドットブロット、クロマチン免疫沈降、ChIP-seq、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
発送方法	保冷バッグ