

Wb、Elisa用抗Dimt1ポリクローナル抗体 - Q9Unq2

商品番号: CM0030607



前書き

18S

rRNAジメチル化とリボソーム生合成における中心酵素であるDIMT1を標的とする、高品質なウサギ由来ポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。核小体およびrRNAプロセッシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DIMT1 ウサギ pAb
備考/別名	DIM1; DIMT1L; HUSSY5; HSA9761; DIMT1
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	27292
GeneID	27292
免疫原	ヒトDIMT1 (NP_055288.1) のアミノ酸1～126番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UNQ2
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	保冷剤