

WbおよびElisa用 Anti-Dio3 ウサギポリクローナル抗体 - P55073

商品番号: CM0027174

前書き

ヒトDIO3（チロキシン5-
デオジナーゼ）を標的とするウサギポリクローナル
抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに適して
います。甲状腺ホルモン代謝および関連研究に最適 -
P55073。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DIO3 ウサギ pAb
備考/別名	D3; 5DIII; TXDI3; DIOIII; DIO3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1735
GeneID	1735
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDIO3（NP_001353.4）のアミノ酸70-170に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P55073
タンパク質分子量	34kDa
輸送	保冷バッグ