

## Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Dip2C ポリクローナル抗体 - Q9Y2E4

商品番号: CM0022704

### 前書き

ヒト、マウス、ラットに対する反応性を持つ、WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのDIP2Cウサギポリクローナル抗体。アミノ酸100-260に対応する組換え免疫原。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | DIP2C ウサギ pAb                                          |
| 備考/別名       | KIAA0934; DIP2C                                        |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 22982                                                  |
| GeneID      | 22982                                                  |
| 免疫原         | ヒトDIP2C (NP_055789.1) のアミノ酸100-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                    |
| カテゴリ        | ポリクローナル抗体                                              |
| 適用          | WB, IF/ICC, ELISA                                      |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS       | Q9Y2E4                                                 |
| タンパク質分子量    | 171kDa                                                 |
| 輸送          | アイスバッグ                                                 |