


Anti-Diras3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O95661

商品番号: CM0031042



前書き

WBおよびELISAで検証されたDIRAS3ウサギポリクローナル抗体。ヒトDIRAS3を認識し、マウスおよびラットと交差反応します。がん研究および腫瘍抑制因子の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DIRAS3 Rabbit pAb
備考/別名	ARHI; NOEY2; DIRAS3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9077
免疫原	ヒトDIRAS3 (NP_004666.1) のアミノ酸1-229に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O95661
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスパック