

WbおよびElisa用 抗Disc1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nri5

商品番号: CM0028110



前書き

ヒトDISC1（Q9NRI5）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。神経科学および統合失調症研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DISC1 ウサギ pAb
備考/別名	SCZD9; C1orf136; DISC1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	27185
遺伝子ID	27185
免疫原	ヒトDISC1（NP_001158009.1）のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9NRI5
タンパク質分子量	94kDa
輸送	保冷バッグ