

Anti-Disp1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96F81

商品番号: CM0017549



前書き

ヒトDISP1に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。ヘッジホッグシグナル伝達の重要な調節因子である Dispatched homolog 1を標的とし、発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DISP1 Rabbit pAb
備考/別名	DISPA; DISP1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84976
遺伝子ID	84976
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDISP1 (NP_116279.2) のアミノ酸1325～1524番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96F81
タンパク質分子量	171kDa
発送方法	保冷剤