


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Dj-1/Park7ポリクローナル抗体 - Q99497

商品番号: CM0021458



前書き

ヒトDJ-

1/PARK7に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。酸化ストレス、神経変性、デグリケース研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DJ-1/PARK7 ウサギpAb
備考/別名	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; DJ-1/PARK7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11315
遺伝子ID	11315
免疫原	ヒトDJ-1/PARK7 (NP_009193.2) のアミノ酸1〜189に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99497
タンパク質分子量	20kDa
配送	保冷バッグ