


Anti-Dj-1/Park7 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q99497

商品番号: CM0003807



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みの高品質な抗DJ-1/PARK7ウサギモノクローナル抗体です。多機能酸化ストレスタンパク質であるヒト、マウス、ラットのDJ-1/PARK7（20 kDa）を認識します。神経変性および細胞保護研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DJ-1/PARK7 ウサギmAb
別名	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; DJ-1/PARK7
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	11315
GeneID	11315
免疫原	ヒトDJ-1/PARK7 (Q99497) のアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99497
タンパク質分子量	20kDa
輸送方法	氷袋