


Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Dkc1ポリクローナル抗体 - O60832

商品番号: CM0022719



前書き

ヒトDKC1（ディスケリン）に対するウサギポリクローナル抗体で、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。リボソーム生合成、テロメア維持、先天性角化異常症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	DKC1 Rabbit pAb
備考/別名	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1736
GeneID	1736
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60832
タンパク質分子量	58kDa
輸送方法	氷袋