

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Dkc1ウサギモノクローナル抗体 - O60832

商品番号: CM0008482



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済みの高品質抗DKC1ウサギモノクローナル抗体です。シュードウリジン化、リボソーム合成、テロメア維持に関与するヒト、マウス、ラットのDKC1（ディスケリン）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DKC1 ウサギmAb
備考/別名	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1736
遺伝子ID	1736
免疫原	ヒトDKC1 (O60832) のアミノ酸300～400番以内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60832
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	保冷剤