


Wb用抗Dkc1ウサギポリクローナル抗体 - O60832

商品番号: CM0017437



前書き

ヒトDKC1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに対応。リボソーム生合成とテロメア維持の研究に適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。予測分子量は58kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DKC1 Rabbit pAb
備考/別名	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1736
GeneID	1736
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDKC1 (NP_001354.1) のアミノ酸1-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60832
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷剤