

WbおよびElisa用 抗Dkk1 ウサギポリクローナル抗体 - O94907

商品番号: CM0030960



前書き

この高品質な抗DKK1ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISA用に検証済みです。ヒト、マウス、ラットのDKK1を検出し、Wntシグナル伝達および発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DKK1 ウサギ pAb
備考/別名	SK; DKK-1; DKK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22943
遺伝子ID	22943
免疫原	ヒト DKK1 (NP_036374.1) のアミノ酸32-266に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94907
タンパク質分子量	29kDa
輸送	保冷バッグ