

抗Dkk3ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - Q9Ubp4

商品番号: CM0007689

前書き

WB、IF-

P、ELISAでの使用が検証済みの組換え抗DKK3ウサギモノクローナル抗体です。発生と疾患に関与するWntシグナル伝達アンタゴニストであるヒト、マウス、ラットのDKK3タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DKK3 ウサギmAb
備考／別名	RIG; CRRL; REIC; DKK3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27122
GeneID	27122
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDKK3 (NP_056965.3) のアミノ酸22～200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBP4
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	保冷剤