

抗Dkk3ウサギモノクローナル抗体（Wb/If/Icc/Elisa用） - Q9Ubp4

商品番号: CM0007811

前書き

ヒトDKK3（Q9UBP4）に対する組換えウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。Wntシグナル伝達および発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	DKK3 ウサギmAb
別名	RIG; CRRL; REIC; DKK3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	27122
遺伝子ID	27122
免疫原	ヒトDKK3（Q9UBP4）（NP_056965.3）のアミノ酸200～350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBP4
タンパク質分子量	38kDa
発送方法	氷袋梱包