

抗Dkk3ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Ubp4

商品番号: CM0022365

前書き

ヒトDKK3（ディッコフ関連タンパク質3）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAの各用途に適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。Wntシグナル伝達、発生生物学、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DKK3 Rabbit pAb
備考・別名	RIG; CRRL; REIC; DKK3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	27122
GeneID	27122
免疫原	ヒトDKK3（NP_056965.3）のアミノ酸22～200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBP4
タンパク質分子量	38kDa
発送方法	氷袋梱包