


Anti-Dkk4 (Dkk-4) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ubt3

商品番号: CM0029736



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質DKK4ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスDKK4と交差反応します。Wntシグナル伝達、発生、および関連疾患の研究に最適です。研究用資材を安心して調達してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DKK4 Rabbit pAb
備考/別名	DKK-4; DKK4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27121
免疫原	ヒトDKK4 (NP_055235.1) のアミノ酸19-224に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9UBT3
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバック