


Wb、If/Icc、Elisa用抗Dlatポリクローナル抗体 - P10515

商品番号: CM0028785



前書き

ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA用ウサギポリクローナル抗DLAT抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリア代謝およびピルビン酸脱水素酵素複合体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLAT Rabbit pAb
備考/別名	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1737
GeneID	1737
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10515
タンパク質分子量	69kDa
配送	氷袋