


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Dlatポリクローナル抗体 - P10515

商品番号: CM0014455



前書き

ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ抗DLATポリクローナル抗体です。ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体の重要な酵素であり原発性胆汁性肝硬変の自己抗原でもある、69kDaのジヒドロリポアミドアセチルトランスフェラーゼ（PDC-E2）を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLAT Rabbit pAb
備考/別名	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
種	ヒト
GeneID	1737
免疫原	ヒトDLAT（NP_001922.2）のアミノ酸87～270番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10515
タンパク質分子量	69kDa
発送方法	保冷剤