


Wb、Elisa用 抗Dlat ウサギモノクローナル抗体 - P10515

商品番号: CM0009870



前書き

ピルビン酸脱水素酵素複合体のジヒドロリポアミドアセチルトランスフェラーゼ成分であるDLAT（PDC-E2）特異的なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。ミトコンドリア代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLAT ウサギ mAb
備考/別名	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1737
GeneID	1737
免疫原	ヒトDLAT（P10515）のアミノ酸548-647に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10515
タンパク質分子量	69 kDa
発送	保冷バッグ