


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Dlatウサギモノクローナル抗体 - P10515

商品番号: CM0010793



前書き

ヒトDLAT（ジヒドロリポアミドアセチルトランスフェラーゼ）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAの複数の用途に対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア代謝およびPBC研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLAT ウサギmAb
別名	E2, PBC, DLTA, PDCE2, PDC-E2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1737
GeneID	1737
免疫原	ヒトDLAT (NP_001922.2) のアミノ酸87～270番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P10515
タンパク質分子量	69 kDa
配送方法	氷袋