


WbおよびElisa用抗Dlc1ポリクローナル抗体 - Q96Qb1

商品番号: CM0022535



前書き

CamelBioは、WBおよびELISAで検証済みのウサギ抗DLC1ポリクローナル抗体（Q96QB1）を提供しています。ヒト、マウス、ラットのDLC1を検出します。組換え免疫原（アミノ酸204～463）を使用しています。腫瘍抑制因子および細胞遊走の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLC1ウサギpAb
備考／別名	HP; ARHGAP7; STARD12; p122-RhoGAP; DLC1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10395
GeneID	10395
免疫原	ヒトDLC1（NP_079043.3）のアミノ酸204～463に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q96QB1
タンパク質分子量	171kDa
輸送	保冷バッグ