

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Dldh/Dldウサギモノクローナル抗体 - P09622

商品番号: CM0008314



前書き

抗DLDH/DLDウサギモノクローナル抗体（P09622）

。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア脱水素酵素複合体およびヒストンコハク酸化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLDH/DLDウサギmAb
備考／別名	E3；LAD；DLDD；DLDH；GCSL；PHE3；OGDC-E3；DLDH/DLD
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1738
GeneID	1738
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDLDH/DLD（P09622）のアミノ酸401～500に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09622
タンパク質分子量	54kDa
配送	保冷バッグ