

Anti-Dldh/Dld Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P09622

商品番号: CM0026331



前書き

ヒトDLDH/DLDに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのジヒドロリポイルデヒドロゲナーゼ（ミトコンドリアE3構成因子）を認識します。分子量54kDa。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLDH/DLD Rabbit pAb
備考/別名	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1738
GeneID	1738
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDLDH/DLDH/DLDH/DLD (NP_000099.2) のアミノ酸36-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09622
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスパック