

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Dlg1 ポリクローナル抗体 - Q12959

商品番号: CM0026706



前書き

ヒトDLG1 (SAP97)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。細胞極性、シナプス生物学、心機能に関する研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	仕様
製品名	DLG1 ウサギ pAb
備考/別名	hdlg; DLGH1; SAP97; SAP-97; DLG1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1739
遺伝子ID	1739
免疫原	ヒトDLG1 (NP_004078.2) のアミノ酸1-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12959
タンパク質分子量	100kDa
発送	保冷バッグ