


ウェスタンブロット用 抗Dlg3 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q92796

商品番号: CM0019901



前書き

ヒトDLG3

(SAP102)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。シナプス可塑性および学習研究に最適。SWISS: Q92796。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLG3 ウサギ pAb
備考/別名	MRX; XLMR; MRX90; NEDLG; SAP102; XLID90; PPP1R82; DLG3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1741
GeneID	1741
免疫原	ヒトDLG3 (NP_066943.2)のアミノ酸464-817に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92796
タンパク質分子量	90kDa
発送	保冷バッグ