

Wb、Elisa用 Anti-Dlgap2 ポリクローナル抗体 - Q9P1A6

商品番号: CM0018232

前書き

DLGAP2

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みです。シナプス組織化に参与するシナプス後足場タンパク質であるヒトDLGAP2を標的とします。神経科学およびシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLGAP2 ウサギ pAb
備考/別名	DAP2; SAPAP2; C8orf68; ERICH1-AS1; DLGAP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9228
GeneID	9228
免疫原	ヒトDLGAP2 (NP_004736.2) のアミノ酸550-800に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9P1A6
タンパク質分子量	118kDa
発送	保冷バッグ