

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Dlk1 ポリクローナル抗体 - P80370

商品番号: CM0026096



前書き

DLK1 ウサギ pAbは、組換えヒトDLK1 (アミノ酸 24-303)

に対して作製されたポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。神経内分泌および発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLK1 ウサギ pAb
備考/別名	DLK; FA1; ZOG; pG2; DLK-1; PREF1; Delta1; Pref-1; DLK1
種	ヒト
GeneID	8788
免疫原	ヒトDLK1 (P80370) のアミノ酸24-303に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P80370
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ