

抗Dlk1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P80370

商品番号: CM0027224



前書き

DLK1ウサギポリクローナル抗体（P80370）は、WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。神経内分泌分化の研究に適しています。起源：ウサギ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLK1 ウサギ pAb
別名	DLK; FAI; ZOG; pG2; DLK-1; PREF1; Delta1; Pref-1; DLK1
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8788
遺伝子ID	8788
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P80370
タンパク質分子量	41kDa
輸送方法	氷袋