

抗Dll1ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用 - O00548

商品番号: CM0017263



前書き

ヒトDLL1を標的とするウサギポリクローナル抗体。DLL1は胚発生および幹細胞維持に不可欠なNotchリガンドです。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。Notchシグナル伝達、細胞分化、組織パターン形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLL1 Rabbit pAb
別名	DL1; Delta; DELTA1; NEDBAS; DLL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	28514
GeneID	28514
免疫原	ヒトDLL1 (NP_005609.3) のアミノ酸130-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00548
タンパク質分子量	78kDa
発送	保冷剤