

## Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Dll3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nyj7

商品番号: CM0022649

## 前書き

ヒトDLL3を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。Notchシグナル伝達および発生生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | DLL3ウサギpAb                                            |
| 備考／別名      | SCDO1; DLL3                                           |
| 種          | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID (ヒト) | 10683                                                 |
| 免疫原        | ヒトDLL3 (NP_058637.1) のアミノ酸520～618に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途         | WB、IHC-P、ELISA                                        |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS      | Q9NYJ7                                                |
| タンパク質分子量   | 65 kDa                                                |
| 輸送         | アイスバッグ                                                |