

Wb、Ip、Fc、Elisa用 抗Dll4ウサギモノクローナル抗体 - Q9Nr61

商品番号: CM0004726

前書き

WB、IP、FC、ELISAで検証済みの抗DLL4ウサギモノクローナル抗体。血管新生と神経発生に関与するノッチリガンドであるヒトDLL4を標的とします。血管生物学およびノッチシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLL4 ウサギ mAb
備考/別名	AOS6; delta4; hdelta2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54567
遺伝子ID	54567
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDLL4 (NP_061947.1) のアミノ酸27-524に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NR61
タンパク質分子量	75 kDa
発送	保冷バッグ