

WbおよびElisa用抗Dll4ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nr61

商品番号: CM0013376



前書き

血管新生および発生に関与するノッチリガンドであるDLL4を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでヒト、マウス、ラットのDLL4を検出します。血管生物学および神経発生学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLL4 Rabbit pAb
備考/別名	AOS6; delta4; hdelta2; DLL4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54567
GeneID	54567
免疫原	ヒトDLL4 (NP_061947.1) のアミノ酸317-530に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NR61
タンパク質分子量	75kDa
配送	アイスパック