

Wb、Elisa用 抗Dll4 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nr61

商品番号: CM0019962



前書き

ヒトDLL4に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済み。Notchシグナル伝達、血管新生、神経発生の研究に最適。ヒトDLL4と交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLL4 ウサギ pAb
備考/別名	DLL4, AOS6, hdelta2, delta-like protein 4
種	ヒト
GeneID	54567
免疫原	ヒトDLL4（NP_061947.1）のアミノ酸27-524に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NR61
タンパク質分子量	74kDa
発送	保冷バッグ