


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Dlstポリクローナル抗体 - P36957

商品番号: CM0017037



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ抗DLSTポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのDLST（2-オキソグルタル酸脱水素酵素複合体の重要な酵素）と反応します。ミトコンドリアおよび核内のコハク酸化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLST Rabbit pAb
備考/別名	DLTS; KGD2; PGL7; DLST
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1743
GeneID	1743
免疫原	合成ペプチド ヒトDLST (NP_001924.2) のアミノ酸150-250領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36957
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスバッグ