


抗DLSTウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用） - P36957

商品番号: CM0009383



前書き

Western blot、IF/ICC、IHC-

P、ELISA向けの抗DLSTウサギモノクローナル抗体です。ヒト検体での検証が完了しています。TCA回路およびヒストンスクシニル化に関与する2-オキシグルタル酸デヒドロゲナーゼ複合体の構成要素である約49kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLST ウサギmAb
別名	DLTS; KGD2; PGL7
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1743
遺伝子ID	1743
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P36957
タンパク質分子量	49kDa
発送方法	氷袋梱包