

Wb、Elisa用 Anti-Dlx2 ウサギポリクローナル抗体 - Q07687

商品番号: CM0025720

前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-DLX2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。DLX2は、神経細胞の分化および頭蓋顔面の発達に関与するホメオボックス転写因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLX2 Rabbit pAb
備考/別名	TES1; TES-1; DLX2
種	ヒト
遺伝子ID	1746
免疫原	ヒトDLX2 (NP_004396.1) のアミノ酸1-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q07687
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ