

Anti-Dlx3 (Ai4, Tdo) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O60479

商品番号: CM0002227



前書き

ヒトDLX3（ホメオボックスタンパク質DLX-3）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。転写調節および歯の発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLX3 Rabbit mAb
備考/別名	A14; TDO; DLX3
種	ヒト
GeneID	1747
免疫原	ヒトDLX3（O60479）のアミノ酸188-287内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60479
タンパク質分子量	32kDa
配送	保冷バッグ