

Wb、Elisa用抗Dlx5ポリクローナル抗体 - P56178

商品番号: CM0013656



前書き

ヒトDLX5（骨芽細胞の分化および骨の発生に重要なBMP応答性転写因子）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLX5 Rabbit pAb
備考/別名	SHFM1; SHFM1D; DLX5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1749
GeneID	1749
免疫原	ヒトDLX5 (NP_005212.1) のアミノ酸200からC末端までの配列内に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56178
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋