

抗Dlx6ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P56179

商品番号: CM0027384

前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用途で検証済みのDLX6ウサギポリクローナル抗体です。発生に関与するホメオボックス転写因子であるヒトDLX6を検出します。研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DLX6 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	DLX6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1750
GeneID	1750
免疫原	組換えタンパク質（ヒトDLX6のアミノ酸119-293に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005213.3)）
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P56179
タンパク質重量	20kDa
配送	アイスバッグ