


## Wb、Elisa用抗Dmap1ポリクローナル抗体 - Q9Npf5

商品番号: CM0019433



## 前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みの、DMAP1（EAF2、SWC4）を標的とするウサギポリクローナル抗体。DMAP1は転写制御因子およびクロマチン修飾因子です。53 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | DMAP1ウサギpAb                                          |
| 備考／別名      | EAF2 ; SWC4 ; MEAF2 ; DNMAP1 ; DNMTAP1 ; DMAP1       |
| 種          | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID (ヒト) | 55929                                                |
| 遺伝子ID      | 55929                                                |
| 免疫原        | ヒトDMAP1 (NP_061973.1) のアミノ酸1〜305に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途         | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS      | Q9NPF5                                               |
| タンパク質分子量   | 53 kDa                                               |
| 輸送         | 保冷剤                                                  |